

Соответствие обычных и FastDigest эндонуклеаз рестрикции

Название эндонуклеазы рестрикции	артикул	фасовка	Название эндонуклеазы рестрикции FastDigest	артикул	фасовка	Сайт распознавания
AluI	ER0011	600 е.а.	FastDigest AluI	FD0014	100 реакций	AG [^] CT
	ER0012	3000 е.а.				TC [^] GA
Alw21I (BsiHKAI)	ER0021	500 е.а.	FastDigest Alw21I	FD0024	100 реакций	GWGCW [^] C C [^] WCGWG
Alw26I	ER0031	1000 е.а.	FastDigest Alw26I	FD0034	100 реакций	GTCTCN [^] NNNN CAGAGNNNNN [^]
Alw44I	ER0041	1000 е.а.	FastDigest Alw44I	FD0044	200 реакций	G [^] TGCAC CACGT [^] G
BamHI	ER0051	10000 е.а.	FastDigest BamHI	FD0054	800 реакций	G [^] GATCC
	ER0052	20000 е.а.		FD0055	2500 реакций	CCTAG [^] G
	ER0053	5 x 4000 е.а.				
	ER0055	4000 е.а.				

BcnI (NciI)	ER0061	1000 e.a.	FastDigest BcnI	FD0064	200 реакций	CC^SGG GGG^CC
BglI	ER0071	5 x 2000 e.a.	FastDigest BglI	FD0074	200 реакций	GCCNNNN^NGGC
	ER0072	2000 e.a.				CGGN^NNNNCCG
BglII	ER0081	500 e.a.	FastDigest BglII	FD0083	100 реакций	A^GATCT
	ER0082	2500 e.a.		FD0084	200 реакций	TCTAG^A
Bpu1102I (BlpI)	ER0091	200 e.a.	FastDigest Bpu1102I	FD0094	50 реакций	GC^TNAGC
	ER0092	1000 e.a.				CGANT^CG
Bsp68I (Nrul)	ER0111	800 e.a.	FastDigest Rrul	FD2154	100 реакций	TCG^CGA AGC^GCT
Bsp119I (BstBI)	ER0121	2500 e.a.	FastDigest Bsp119I	FD0124	200 реакций	TT^CGAA AAGC^TT
Bsp120I (PspOMI)	ER0131	1500 e.a.	FastDigest Bsp120I	FD0134	200 реакций	G^GGCCC CCCGG^G
Bsu15I (ClaI)	ER0141	1000 e.a.	FastDigest Bsu15I	FD0143	50 реакций	AT^CGAT
	ER0142	3000 e.a.		FD0144	100 реакций	TAGC^TA
	ER0145	600 e.a.				
BsuRI (HaeIII)	ER0151	3000 e.a.	FastDigest BsuRI	FD0154	400 реакций	GG^CC CC^GG
Cfr10I (BsrFI)	ER0181	200 e.a.	FastDigest Cfr10I	FD0184	50 реакций	R^CCGGY YGGCC^R
Cfr13I (Sau96I)	ER0191	1000 e.a.	FastDigest Cfr13I	FD0194	100 реакций	G^GNCC CCNG^G
Csp6I (CviQI)	ER0211	1500 e.a.	FastDigest Csp6I	FD0214	100 реакций	G^TAC CAT^G
DraI	ER0221	7500 e.a.	FastDigest DraI	FD0224	200 реакций	TTT^AAA

	ER0223	1500 e.a.	FastDigest EcoI	FD0223	500 реакций	AAA^TTT	
Eam1104I (EarI)	ER0231	300 e.a.	FastDigest Eam1104I	FD0234	50 реакций	CTCTTCN^NNN	
	ER0232	1500 e.a.				GAGAAGNNNN^	
Eam1105I (AhdI)	ER0241	1000 e.a.	FastDigest Eam1105I	FD0244	100 реакций	GACNNN^NNGTC CTGNN^NNNCAG	
Ecl136II (EcoICRI)	ER0251	1500 e.a.	FastDigest Ecl136II	FD0254	100 реакций	GAG^CTC CTC^GAG	
EcoO109I (Drall)	ER0261	2000 e.a.	FastDigest EcoO109I	FD0264	200 реакций	RG^GNCCY YCCNG^GR	
EcoRI	ER0271	5000 e.a.	FastDigest EcoRI	FD0274	2500 реакций	G^AATTC	
	ER0272	5 x 5000 e.a.		FD0275	800 реакций	CTTAA^G	
	ER0273	HC, 25000 e.a.					
	ER0275	10000 e.a.					
Eco31I (BsaI)	ER0291	1000 e.a.	FastDigest Eco31I	FD0293	50 реакций	GGTCTCN^NNNN	
	ER0292	5000 e.a.		FD0294	100 реакций	CCAGAGNNNNN^	
Eco32I (EcoRV)	ER0301	4000 e.a.	FastDigest Eco32I	FD0303	200 реакций	GAT^ATC	
	ER0302	HC, 10000 e.a.		FD0304	400 реакций	CTA^TAG	
	ER0303	5 x 2000 e.a.					
	ER0305	2000 e.a.					
Eco47I (Avall)	ER0311	800 e.a.	FastDigest Eco47I	FD0314	200 реакций	G^GWCC	
	ER0312	4000 e.a.				CCWG^G	

Eco47III (AfeI)	ER0321	200 e.a.	FastDigest Eco47III	FD0324	20 реакций	AGC^GCT
	ER0322	1000 e.a.				TCG^CGA
Eco52I (EagI)	ER0331	2500 e.a.	FastDigest H137Eco52I	FD0334	50 реакций	C^GGCCG
	ER0332	500 e.a.				GCCG^C
Eco57I (Ace.a.I)	ER0341	200 e.a.	FastDigest Eco57I	FD0344	20 реакций	CTGAAGNNNNNNNNNNNNNNNNNN^
	ER0342	1000 e.a.				GACTTCNNNNNNNNNNNNNNNN^NN
Eco72I (PmlI)	ER0361	2000 e.a.	FastDigest Eco72I	FD0364	200 реакций	CAC^GTG GTG^CAC
Eco81I (Bse.a.36I)	ER0371	2500 e.a.	FastDigest Eco81I	FD0374	50 реакций	CC^TNAGG
	ER0372	500 e.a.				GGANT^CC
Eco88I (AvaI)	ER0381	1000 e.a.	FastDigest Eco88I	FD0384	200 реакций	C^YCGRG GRGCY^C
Eco91I (BstEII)	ER0391	1000 e.a.	FastDigest Eco91I	FD0394	200 реакций	G^GTNACC
	ER0392	5000 e.a.				CCANTG^G
Eco105I (SnaBI)	ER0401	3000 e.a.	FastDigest Eco105I	FD0404	50 реакций	TAC^GTA
	ER0402	600 e.a.				ATG^CAT
Eco130I (StyI)	ER0411	2500 e.a.	FastDigest Eco130I	FD0414	200 реакций	C^CWWGG GGWWC^C
Eco147I (Ste.a.I)	ER0421	1000 e.a.	FastDigest Eco147I	FD0424	100 реакций	AGG^CCT
	ER0422	5000 e.a.				TCC^GGA
Scal	ER0431	5000 e.a.	FastDigest Scal	FD0434	100 реакций	AGT^ACT
	ER0432	1000 e.a.				TCA^TGA
EheI (SfoI)	ER0441	500 e.a.	FastDigest EheI	FD0443	20 реакций	GGC^GCC
				FD0444	50 реакций	CCG^CGG
Eco2I (BcmBI)	ER0451	200 e.a.	FastDigest Eco2I	FD0454	20 реакций	CGTCTCN^NNNN

Esp31 (Bsu11DI)	ER0452	1000 e.a.	FastDigest Esp31	FD0454	20 реакций	GCAGAGNNNNNN^	
Gse.a.I (BpmI)	ER0461	100 e.a.	FastDigest Gse.a.I	FD0464	20 реакций	CTGGAGNNNNNNNNNNNNNNNNNN^	
	ER0462	500 e.a.				GACCTCNNNNNNNNNNNNNNNN^NN	
Hin1I (BsaHI)	ER0471	300 e.a.	FastDigest Hin1I	FD0474	100 реакций	GR^CGYC CYGC^RG	
Hin6I (HinP1I)	ER0481	2000 e.a.	FastDigest Hin6I	FD0484	200 реакций	G^CGC CGC^G	
HincII (HindII)	ER0491	500 e.a.	FastDigest HincII	FD0494	100 реакций	GTY^RAC	
	ER0492	2500 e.a.				CAR^YTG	
HindIII	ER0501	10000 e.a.	FastDigest HindIII	FD0504	2500 реакций	A^AGCTT	
	ER0502	HC, 25,000 e.a.		FD0505	800 реакций	TTCGA^A	
	ER0503	5 x 5000 e.a.					
	ER0505	5000 e.a.					
HpaII	ER0511	1000 e.a.	FastDigest HpaII	FD0514	200 реакций	C^CGG	
	ER0512	5000 e.a.				GGC^C	
KpnI	ER0521	HC, 20,000 e.a.	FastDigest KpnI	FD0524	300 реакций	GGTAC^C	
	ER0522	5 x 4000 e.a.				C^CATGG	
	ER0523	4000 e.a.					
Kpn2I (BspEI)	ER0531	500 e.a.	FastDigest Kpn2I	FD0534	100 реакций	T^CCGGA	
	ER0532	2500 e.a.				AGGCC^T	
	ER0541	3000 e.a.				C^CGG	

MspI (HpaII)	ER0542	5 x 3000 e.a.	FastDigest MspI	FD0544	400 реакций	GGC^C
MvaI (BstNI)	ER0551	2000 e.a.	FastDigest MvaI	FD0554	200 реакций	CC^WGG GGW^CC
MluI	ER0561	1000 e.a.	FastDigest MluI	FD0564	100 реакций	A^CGCGT
	ER0562	5000 e.a.				TGCGC^A
NcoI	ER0571	1000 e.a.	FastDigest NcoI	FD0573	20 реакций	C^CATGG
	ER0572	2500 e.a.		FD0574	100 реакций	GGTAC^C
	ER0575	500 e.a.		FD0575	300 реакций	
NdeI	ER0581	500 e.a.	FastDigest NdeI	FD0583	2500 реакций	CA^TATG
	ER0582	2500 e.a.		FD0584	300 реакций	GTAT^AC
	ER0585	4000 e.a.		FD0585	100 реакций	
NotI	ER0591	500 e.a.	FastDigest NotI	FD0593	20 реакций	GC^GGCCGC
	ER0592	HC, 1500 e.a.		FD0594	50 реакций	CGCCGG^CG
	ER0593	1500 e.a.		FD0595	150 реакций	
	ER0595	300 e.a.		FD0596	250 реакций	
PaeI (SphI)	ER0601	500 e.a.	FastDigest PaeI	FD0604	20 реакций	GCATG^C
	ER0602	2500 e.a.				C^GTACG
PstI	ER0611	10000 e.a.	FastDigest PstI	FD0614	2500 реакций	CTGCA^G
	ER0612	5 x 3000 e.a.		FD0615	800 реакций	G^ACGTC
	ER0615	3000 e.a.				
PvuI	ER0621	300 e.a.	FastDigest PvuI	FD0624	20 реакций	CGAT^CG
	ER0622	1500 e.a.				GC^TAGC
PvuII	ER0631	2500 e.a.	FastDigest PvuII	FD0634	400 реакций	CAG^CTG
	ER0633	HC, 12500 e.a.				GTC^GAC

	ER0635	5000 e.a.				
Sall	ER0641	2000 e.a.	FastDigest Sall	FD0644	200 реакций	G [^] TCGAC CAGCT [^] G
	ER0642	5 x 1500 e.a.				
	ER0645	1500 e.a.				
Sdul (Bsp1286I)	ER0651	500 e.a.	FastDigest Sdul	FD0654	50 реакций	GDGCH [^] C C [^] HCGDG
SmaI	ER0661	2000 e.a.	FastDigest SmaI	FD0663	200 реакций	CCC [^] GGG GGG [^] CCC
	ER0662	HC, 6000 e.a.		FD0664	100 реакций	
	ER0663	5 x 1200 e.a.				
	ER0665	1200 e.a.				
TaqI	ER0671	3000 e.a.	FastDigest TaqI	FD0674	400 реакций	T [^] CGA AGC [^] T
	ER0672	5 x 3000 e.a.				
XbaI	ER0681	3000 e.a.	FastDigest XbaI	FD0684	300 реакций	T [^] CTAGA AGATC [^] T
	ER0682	HC, 7500 e.a.		FD0685	750 реакций	
	ER0683	5 x 1500 e.a.				
	ER0685	1500 e.a.				
XhoI	ER0691	5000 e.a.	FastDigest XhoI	FD0694	400 реакций	C [^] TCGAG GAGCT [^] C
	ER0692	HC, 10000 e.a.		FD0695	1200 реакций	
	ER0693	5 x 2000 e.a.				
	ER0695	2000 e.a.				
Bst1107I (BstZ17I)	ER0701	500 e.a.	FastDigest Bst1107I	FD0704	100 реакций	GTA [^] TAC CAT [^] ATG
Van91I (PflMI)	ER0711	400 e.a.	FastDigest Van91I	FD0714	100 реакций	CCANNNN [^] NTGG GGTN [^] NNNNACC
	ER0712	2000 e.a.				
BclI	ER0721	3000 e.a.	FastDigest BclI	FD0724	300 реакций	T [^] GATCA ACTAG [^] T
	ER0722	5000 e.a.				

	ER0725	1000 e.a.				
Mph1103I (NsiI)	ER0731	1000 e.a.	FastDigest Mph1103I	FD0734	100 реакций	ATGCA^T
	ER0732	5000 e.a.				T^ACGTA
CpoI (RsrII)	ER0741	1000 e.a.	FastDigest CpoI	FD0744	20 реакций	CG^GWCCG
	ER0742	200 e.a.				GCCWG^GC
MunI (MfeI)	ER0751	300 e.a.	FastDigest MunI	FD0753	20 реакций	C^AATTG
	ER0752	1500 e.a.		FD0754	50 реакций	GTTAA^C
Psp5II (PpuMI)	ER0761	500 e.a.	FastDigest PpuMI (Psp5II)	FD0764	50 реакций	RG^GWCCY YCCWG^GR
SspI	ER0771	500 e.a.	FastDigest SspI	FD0774	100 реакций	AAT^ATT
	ER0772	2500 e.a.				TTA^TAA
Bsp143I (Sau3AI)	ER0781	300 e.a.	FastDigest Bsp143I	FD0784	40 реакций	^GATC
	ER0782	1500 e.a.				CTAG^
HinfI	ER0801	HC, 10000 e.a.	FastDigest HinfI	FD0804	400 реакций	G^ANTC
	ER0802	5 x 2000 e.a.				CTNA^G
	ER0803	2000 e.a.				
MboI	ER0811	300 e.a.	FastDigest MboI	FD0814	50 реакций	^GATC
	ER0812	1500 e.a.				CTAG^
MboII	ER0821	300 e.a.	FastDigest MboII	FD0824	50 реакций	GAAGANNNNNNNN^
	ER0822	1500 e.a.				CTTCTNNNNNNNN^N
BspTI (AflII)	ER0831	1000 e.a.	FastDigest H81BspTI	FD0834	150 реакций	C^TTAAG GAATT^C
Pfl23II (BsiWI)	ER0851	300 e.a.	FastDigest Pfl23II	FD0854	50 реакций	C^GTACG GCATG^C
BseGI (BtsCI)	ER0871	500 e.a.	FastDigest BseGI	FD0874	100 реакций	GGATGNN^
	ER0872	2500 e.a.				CCCTAC^NN

BseNI (BsrI)	ER0881	5000 e.a.	FastDigest BseNI	FD0884	100 реакций	ACTGGN^
	ER0882	1000 e.a.		TGAC^CN		
Bsh1285I (BsiEI)	ER0891	600 e.a.	FastDigest Bsh1285I	FD0894	100 реакций	CGRY^CG GC^YRGC
Acc65I (Asp718I)	ER0901	1000 e.a.	FastDigest Acc65I	FD0904	100 реакций	G^GTACC
	ER0902	5000 e.a.				CCATG^G
VspI (AseI)	ER0911	1000 e.a.	FastDigest VspI	FD0914	200 реакций	AT^TAAT
	ER0912	5000 e.a.				TAAT^TA
Bsh1236I (Bste.a.I)	ER0921	500 e.a.	FastDigest Bsh1236I	FD0924	100 реакций	CG^CG
	ER0922	2500 e.a.				GC^GC
Bsp1407I (BsrGI)	ER0931	1500 e.a.	FastDigest Bsp1407I	FD0933	50 реакций	T^GTACA
	ER0932	300 e.a.		FD0934	100 реакций	ACATG^T
Psp1406I (AclI)	ER0941	300 e.a.	FastDigest AclI (Psp1406I)	FD0944	20 реакций	AA^CGTT
	ER0942	1500 e.a.				TTGC^AA
Mva1269I (BsmI)	ER0961	200 e.a.	FastDigest Mva1269I	FD0964	50 реакций	GAATGCN^
	ER0962	1000 e.a.				CTTAC^GN
NheI	ER0971	1000 e.a.	FastDigest NheI	FD0973	50 реакций	G^CTAGC
	ER0972	2500 e.a.		FD0974	100 реакций	CGATC^G
	ER0975	500 e.a.				
Tru1I (MseI)	ER0981	300 e.a.	FastDigest Tru1I	FD0984	50 реакций	T^TAA
	ER0982	1500 e.a.				AAT^T
	ER0983	HC, 1500 e.a.				
AatII	ER0991	1500 e.a.	FastDigest AatII	FD0994	50 реакций	GACGT^C
	ER0992	300 e.a.				C^TGCAG
BshNI (BamI)	ER1001	2000 e.a.	FastDigest BshNI	FD1004	300 реакций	G^GYRCC CCRYG^G
BniI (BheI)	ER1011	200 e.a.	FastDigest BniI	FD1014	20 реакций	GAAGACNN^NNNN

	ER1012	1000 e.a.	FastDigest Bpu10I	FD1014	20 реакций	CTTCTGNNNNNN^
BstXI	ER1021	2500 e.a.	FastDigest BstXI	FD1024	100 реакций	CCANNNNN^NTGG
	ER1022	500 e.a.				GGTN^NNNNNACC
KspAI (HpaI)	ER1031	500 e.a.	FastDigest H199KspAI	FD1034	50 реакций	GTT^AAC
	ER1032	2500 e.a.				CA^TTG
MnII	ER1071	300 e.a.	FastDigest MnII	FD1074	50 реакций	CCTCNNNNNN^
	ER1072	1500 e.a.				GGAGNNNNNN^N
BseDI (BsaII)	ER1081	1500 e.a.	FastDigest BseDI	FD1084	20 реакций	C^CNNGG
	ER1082	300 e.a.				GGNNC^C
Paul (BssHII)	ER1091	200 e.a.	FastDigest Ptel	FD2134	20 реакций	G^CGCGC
	ER1092	1000 e.a.				CGCGC^G
RsaI	ER1121	5000 e.a.	FastDigest RsaI	FD1124	100 реакций	GT^AC
	ER1122	1000 e.a.				CA^TG
SacI	ER1131	1200 e.a.	FastDigest SacI	FD1133	100 реакций	GAGCT^C
	ER1132	5 x 1200 e.a.		FD1134	200 реакций	C^TCGAG
	ER1135	2000 e.a.				
Tail (MaeII)	ER1141	2000 e.a.	FastDigest Tail	FD1144	50 реакций	ACGT^
	ER1142	400 e.a.				^TGCA
BspLI (NlaIV)	ER1151	200 e.a.	FastDigest BspLI	FD1154	20 реакций	GGN^NCC
	ER1152	1000 e.a.				CCN^NGG
BfmI (SfcI)	ER1161	200 e.a.	FastDigest BfmI	FD1164	20 реакций	C^TRYAG
	ER1162	1000 e.a.				GAYRT^C
Bpu10I	ER1181	200 e.a.	FastDigest Bpu10I	FD1184	20 реакций	CC^TNAGC GGANT^CG
SdaI (SbfI)	ER1191	300 e.a.	FastDigest SdaI	FD1194	20 реакций	CCTGCA^GG
	ER1192	1500 e.a.				GG^ACGTCC
BseLI (BslI)	ER1201	500 e.a.	FastDigest BseLI	FD1204	100 реакций	CCNNNN^NNGG GGNN^NNNNCC

Mlsl (Mlsl)	ER1211	1000 e.a.	FastDigest Mlsl	FD1214	50 реакций	TGG^CCA
	ER1212	200 e.a.				ACC^GGT
Nsbl (FspI)	ER1221	400 e.a.	FastDigest Nsbl	FD1224	50 реакций	TGC^GCA ACG^CGT
Adel (DraIII)	ER1231	500 e.a.	FastDigest Adel	FD1234	50 реакций	CACNNN^GTG GTG^NNNCAC
Smil (SwaI)	ER1241	1000 e.a.	FastDigest Smil	FD1244	200 реакций	ATTT^AAAT TAAA^TTTA
Bcul (SpeI)	ER1251	400 e.a.	FastDigest Bcul	FD1253	20 реакций	A^CTAGT
	ER1252	2000 e.a.		FD1254	50 реакций	TGATC^A
BseMI (BsrDI)	ER1261	500 e.a.	FastDigest BseMI	FD1264	20 реакций	GCAATGNN^
	ER1262	100 e.a.				CGTTAC^NN
Mbil (BsrBI)	ER1271	1000 e.a.	FastDigest Mbil	FD1274	100 реакций	CCG^CTC GGC^GAG
PagI (BspHI)	ER1281	400 e.a.	FastDigest PagI	FD1284	50 реакций	T^CATGA
	ER1282	2000 e.a.				AGTAC^T
TatI	ER1291	500 e.a.	FastDigest TatI	FD1294	20 реакций	W^GTACW
	ER1292	100 e.a.				WCATG^W
XagI (EcoNI)	ER1301	1000 e.a.	FastDigest XagI	FD1304	100 реакций	CCTNN^NNNAGG GGANNN^NNTCC
BpII	ER1311	100 e.a.	FastDigest BpII	FD1314	20 реакций	GAAGACNN^NNNN
	ER1312	500 e.a.				CTTCTGNNNNNN^
PstI (Tth111I)	ER1331	1000 e.a.	FastDigest PstI	FD1334	100 реакций	GACN^NNGTC CTGNN^NCAG
	ER1341	250 e.a.				GTTT^AAAC

MssI (PmeI)	ER1342	1250 e.a.	FastDigest MssI	FD1344	100 реакции	CAAA^TTTG
TasI (Tsp509I)	ER1351	5000 e.a.	FastDigest TasI	FD1354	100 реакций	^AATT
	ER1352	1000 e.a.				TTAA^
TaaI (HpyCH4III)	ER1361	200 e.a.	FastDigest TaaI	FD1364	20 реакций	ACN^GT
	ER1362	1000 e.a.				TG^NCA
SchI (MlyI)	ER1371	1000 e.a.	FastDigest SchI	FD1374	100 реакций	GAGTCNNNNN^ CTCAGNNNNN
XapI (ApoI)	ER1381	500 e.a.	FastDigest XapI	FD1383	50 реакций	R^AATTY
				FD1384	100 реакций	YTAA^R
CaiI (AlwNI)	ER1391	500 e.a.	FastDigest CaiI	FD1394	50 реакций	CAGNNN^CTG GTC^NNGAC
BseMII (BspCNI)	ER1401	100 e.a.	FastDigest H49BseMII	FD1404	20 реакций	GCAATGNN^ CGTTAC^NN
ApaI	ER1411	3000 e.a.	FastDigest ApaI	FD1414	300 реакций	GGGCC^C
	ER1415	5000 e.a.				C^CCGGG
Bme1390I (ScrFI)	ER1421	2500 e.a.	FastDigest H27Bme1390I	FD1424	100 реакций	CC^NGG
	ER1422	500 e.a.				GGN^CC
BoxI (PshAI)	ER1431	500 e.a.	FastDigest BoxI	FD1434	100 реакций	GACNN^NNGTC CTGNN^NNCAG
BseSI (Bme1580I)	ER1441	500 e.a.	FastDigest BseSI	FD1444	50 реакций	GKGCM^C C^MCGKG

BseXI (BbvI)	ER1451	100 e.a.	FastDigest BseXI	FD1454	20 реакций	GCAGCNNNNNNNNN^NNNN
	ER1452	500 e.a.				CGTCGNNNNNNNNNNNNNN^
BshTI (AgeI)	ER1461	1000 e.a.	FastDigest BshTI	FD1464	20 реакций	A^CCGGT
	ER1462	200 e.a.				TGGCC^A
XceI (NspI)	ER1471	500 e.a.	FastDigest XceI	FD1474	50 реакций	RCATG^Y
	ER1472	2500 e.a.				Y^GTACR
XmiI (AclI)	ER1481	2000 e.a.	FastDigest XmiI	FD1484	50 реакций	GT^M K AC
	ER1482	400 e.a.				CAK M^TG
NmuCI (Tsp45I)	ER1511	200 e.a.	FastDigest NmuCI	FD1514	20 реакций	^GTSAC CASTG^
PdiI (NaeI)	ER1521	1000 e.a.	FastDigest PdiI	FD1524	50 реакций	GCC^GGC
	ER1522	200 e.a.				CGG^CCG
PdmI (XmnI)	ER1531	500 e.a.	FastDigest PdmI	FD1534	100 реакций	GAANN^NNTTC
	ER1532	2500 e.a.				CTTNN^NNAAG
Pse.a.I (BstYI)	ER1551	500 e.a.	FastDigest Pse.a.I	FD1554	150 реакций	R^GATCY YCTAG^R
XmaII (AvaII)	ER1561	1000 e.a.	FastDigest XmaII	FD1564	20 реакций	C^CTAGG
	ER1562	200 e.a.				GGATC^C
Hpy8I (MjaIV)	ER1571	200 e.a.	FastDigest Hpy8I	FD1574	20 реакций	GTN^NAC
	ER1572	1000 e.a.				CAN^NTG

LweI (SfaNI)	ER1621	100 e.a.	FastDigest BmsI	FD2124	20 реакций	GCATCNNNNN^NNNN
	ER1622	500 e.a.				CGTAGNNNNNNNNN^
OliI (Alei)	ER1631	1000 e.a.	FastDigest OliI	FD1634	20 реакций	CACNN^NNGTG
	ER1632	200 e.a.				GTGNNNNCAC
SaiI (Fnu4HI)	ER1641	200 e.a.	FastDigest SaiI	FD1644	20 реакций	GC^NGC
	ER1642	1000 e.a.				CGN^CG
TauI	ER1651	50 e.a.	FastDigest TauI	FD1654	20 реакций	GCSG^C
	ER1652	250 e.a.				C^GS CG
FspAI	ER1661	500 e.a.	FastDigest FspAI	FD1664	20 реакций	RTGC^GCAY
	ER1662	100 e.a.				YACGCGTR
DpnI	ER1701	1000 e.a.	FastDigest DpnI	FD1703	100 реакций	GA^TC
	ER1702	2500 e.a.		FD1704	50 реакций	CT^AG
	ER1705	500 e.a.				
BseII (BsaBI)	ER1711	2000 e.a.	FastDigest BseII	FD1714	200 реакций	GATNN^NNATC CTANN^NNTAG
AasI (DrdI)	ER1721	300 e.a.	FastDigest AasI	FD1724	25 реакций	GACNNNN^NNGTC CTGNN^NNNNCAG
HpyF10VI (MwoI)	ER1731	300 e.a.	FastDigest HpyF10VI	FD1734	20 реакций	GCNNNNN^NNGC
	ER1732	1500 e.a.				CGNN^NNNNNCG
BveI (BspMI)	ER1741	250 e.a.	FastDigest BveI	FD1744	50 реакций	ACCTGCNNNN^NNNN TGGACGNNNNNNNN^
PfoI	ER1751	200 e.a.	FastDigest PfoI	FD1754	20 реакций	T^CCNGGA AGGNCC^T

FspBI (Bfal)	ER1761	500 e.a.	FastDigest H165FspBI	FD1764	50 реакций	C^TAG
	ER1762	2500 e.a.				GAT^C
Pfel (Tfil)	ER1781	500 e.a.	FastDigest Pfel	FD1784	50 реакций	G^AWTC CTWA^G
Ssil (Acil)	ER1791	200 e.a.	FastDigest Ssil	FD1794	20 реакций	C^CGC GGC^G
FaqI (BsmFI)	ER1811	100 e.a.	FastDigest FaqI	FD1814	20 реакций	GGGACNNNNNNNNNN^NNNN CCCTGNNNNNNNNNNNNNN^
SfiI	ER1821	1000 e.a.	FastDigest SfiI	FD1824	150 реакций	GGCCNNNN^NGGCC CCGGN^NNNNCCGG
Hin1II (NlaIII)	ER1831	300 e.a.	FastDigest Hin1II	FD1834	100 реакций	CATG^ ^GTAC
HhaI	ER1851	2000 e.a.	FastDigest HhaI	FD1854	200 реакций	GCG^C C^GCG
HpyF3I (DdeI)	ER1881	500 e.a.	FastDigest HpyF3I	FD1884	50 реакций	C^TNAG
	ER1882	2500 e.a.				GANT^C
SgsI (AclI)	ER1891	300 e.a.	FastDigest SgsI	FD1894	100 реакций	GG^CGCGCC
	ER1892	1500 e.a.				CCGCGC^GG
CseI (HgaI)	ER1901	100 e.a.	FastDigest H107CseI	FD1904	20 реакций	GACGCNNNNN^NNNNN CTGCGNNNNNNNNNN^
LglI (SapI)	ER1931	100 e.a.	FastDigest LglI	FD1934	20 реакций	GCTCTCN^NNN
	ER1932	500 e.a.				CGAGAAGNNNN^

Ajul	ER1951	100 e.a.	FastDigest Ajul	FD1954	20 реакций	NNNNN^NNNNNNNGAANNNNNNNTTGGNNNNNNNNNN^ ^NNNNNNNNNNCT'TNNNNNNNAACCNNNNNN^NNNNN
Ppu21I (BsaAI)	ER1971	500 e.a.	FastDigest BsaAI (Ppu21I)	FD1974	50 реакций	YAC^GTR RTG^CAY
RseI (MslI)	ER2001 ER2002	1000 e.a. 200 e.a.	FastDigest RseI	FD2004	20 реакций	CAYNN^NNRTG GTRNN^NNYAC
MreI (Sse232I)	ER2021	300 e.a.	FastDigest MreI	FD2024	20 реакций	CG^CCGGCG GCGGCC^GC
BspOI (BmtI)	ER2041	200 e.a.	FastDigest BspOI	FD2044	20 реакций	GCTAG^C C^GATCG
AanI (PsiI)	ER2061	200 e.a.	FastDigest AanI	FD2064	20 реакций	TTA^TAA AAT^ATT
Lsp1109I (BbvI)	ER2071	200 e.a.	FastDigest Lsp1109I	FD2074	100 реакций	GCAGCNNNNNNNN^NNNN CGTCGNNNNNNNNNN^
MauBI	ER2081	100 e.a.	FastDigest MauBI	FD2084	20 реакций	CG^CGCGCG GCGCGC^GC
SfaAI (AsiSI)	ER2091	1000 e.a.	FastDigest SfaAI	FD2094	100 реакций	GCGAT^CGC CGC^TAGCG
TscaAI (TspRI)	ER2101	1000 e.a.	FastDigest TscaAI	FD2104	100 реакций	NNCASTGNN^ ^NNGTSACNN
PacI	ER2201	250 e.a.	FastDigest PacI	FD2204	25 реакций	TTAAT^TAA

ER2202

1250 е.а.

FastDigest Fast

ER2202

25 реакций

AAT^TAATT

Предназначены для использования в исследованиях. Не предназначены для использования в диагностических процедурах.

ООО «Диаэм»**Москва**ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ruwww.dia-m.ru**С.-Петербург**+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru**Казань**+7(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru**Новосибирск**+7(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru**Ростов-на-Дону**+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru**Воронеж**+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru**Екатеринбург**+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru**Йошкар-Ола**+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru**Кемерово**+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru**Красноярск**+7(923) 303-0152
krsk@dia-m.ru**Армения**+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru