

Технические характеристики



Расходные материалы для мини-анализатора Agilent Seahorse XF HS Mini

Для мини-анализатора Agilent Seahorse XF HS Mini модели S7852A

FluxPaks

Кат. №	Описание	Число патронов/мини-планшетов
103721-100	XFp FluxPak (планшеты PDL)	12/12
103022-100	XFp FluxPak	12/12

Мини-планшеты и держатели мини-планшетов

Кат. №	Описание	Число мини-планшетов или лотков
103722-100	Мини-планшеты XFp PDL	12
103025-100	Культивационные мини-планшеты XFp	12
103057-100	Лоток-держатель XFp	4

Наборы тестов и реагенты

Кат. №	Описание	Число 8-луночных тестов
103591-100	Набор для теста на скорость синтеза АТФ в режиме реального времени Agilent Seahorse XFp Real-Time ATP Rate Assay	6
103010-100	Набор для теста на функцию митохондрий в стрессовых условиях Agilent Seahorse XFp Cell Mito Stress Test	6
103346-100	Набор для теста на скорость гликолиза Agilent Seahorse XFp Glycolytic Rate Assay	6
103017-100	Набор для теста на скорость гликолиза в стрессовых условиях Agilent Seahorse XFp Glycolysis Stress Test	6
103275-100	Набор для теста на энергетический клеточный фенотип Agilent Seahorse XFp Cell Energy Phenotype Test	12
103270-100	Набор для теста на гибкость использования клеточного топлива Agilent Seahorse XFp Mito Fuel Flex Test	6
102504-100	Пермеабиллизатор плазматической мембраны Agilent Seahorse XF	60
102720-100	Матрица пальмитата – БСА ФАО Agilent Seahorse XF	30



Стартовые наборы

Кат. №	Описание	Число 8-луночных тестов
103707-100	Стартовый набор для теста на функцию митохондрий в стрессовых условиях Agilent Seahorse XFp Cell Mito Stress Test Включает в себя один набор для теста на функцию митохондрий в стрессовых условиях Agilent Seahorse XFp Cell Mito Stress Test (103010-100), 500 мл питательной среды Agilent Seahorse XF DMEM с pH 7,4 (103575-100), 50 мл раствора глюкозы 1 моль/л XF 1.0 M glucose solution (103577-100), 50 мл раствора пирувата Agilent Seahorse XF с концентрацией 100 ммоль/л (103578-100) и раствор глутамина Agilent Seahorse XF с концентрацией 200 ммоль/л (103579-100).	6
103709-100	Стартовый набор для теста на скорость гликолиза Agilent Seahorse XF Glycolytic Rate Assay Включает в себя один набор для теста на скорость гликолиза Agilent Seahorse XF Glycolytic Rate Assay (103346-100), 500 мл питательной среды Agilent Seahorse XF DMEM с pH 7,4 (103575-100), 50 мл раствора глюкозы 1 моль/л XF 1.0 M glucose solution (103577-100), 50 мл раствора пирувата Agilent Seahorse XF с концентрацией 100 ммоль/л (103578-100) и раствор глутамина Agilent Seahorse XF с концентрацией 200 ммоль/л (103579-100).	6
103676-100	Стартовый набор для теста на скорость синтеза АТФ в режиме реального времени Agilent Seahorse XFp Real-Time ATP Rate Assay Включает в себя один набор для теста на скорость синтеза АТФ в режиме реального времени Agilent Seahorse XFp Real-Time ATP Rate Assay (103591-100), 500 мл питательной среды Agilent Seahorse XF DMEM с pH 7,4 (103575-100), 50 мл раствора глюкозы 1 моль/л XF 1.0 M glucose solution (103577-100), 50 мл раствора пирувата 100 ммоль/л XF 100 mM pyruvate solution (103578-100) и раствор глутамина Agilent Seahorse XF с концентрацией 200 ммоль/л (103579-100).	6

Тестовые среды и прочее

Кат. №	Описание	Количество
103680-100	Набор тестовой питательной среды Agilent Seahorse XF DMEM Включает в себя 500 мл питательной среды Agilent Seahorse XF DMEM с pH 7,4 (103575-100), 50 мл раствора глюкозы Agilent Seahorse XF концентрацией 1,0 моль/л (103577-100), 50 мл раствора пирувата 100 ммоль/л XF 100 mM pyruvate solution (103578-100) и раствор глутамина 200 ммоль/л XF 200 mM glutamine solution (103579-100).	
103681-100	Набор тестовой питательной среды Agilent Seahorse XF RPMI Включает в себя 500 мл питательной среды Agilent Seahorse XF RPMI с pH 7,4 (103576-100), 50 мл раствора глюкозы Agilent Seahorse XF концентрацией 1,0 моль/л (103577-100), 50 мл раствора пирувата 100 ммоль/л XF 100 mM pyruvate solution (103578-100) и раствор глутамина 200 ммоль/л XF 200 mM glutamine solution (103579-100).	
103575-100	Питательная среда Agilent Seahorse XF DMEM, pH 7,4	500 мл
103576-100	Питательная среда Agilent Seahorse XF RPMI, pH 7,4	500 мл
103577-100	Раствор глюкозы 1 моль/л XF 1.0 M glucose solution	50 мл
103578-100	Раствор пирувата 100 ммоль/л XF 100 mM pyruvate solution	50 мл
103579-100	Раствор глутамина 200 ммоль/л XF 200 mM glutamine solution	50 мл
103193-100	Базовая питательная среда Agilent Seahorse XF	100 мл
103334-100	Базовая питательная среда Agilent Seahorse XF	500 мл
102353-100	Базовая питательная среда Agilent Seahorse XF	2 × 1 л
103335-100	Базовая питательная среда Agilent Seahorse XF, без фенолового красного	500 мл
100840-000	Калибровочный стандарт Agilent Seahorse XF	500 мл
103059-000	Калибровочный стандарт Agilent Seahorse XF	100 мл

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

Новосибирск

пр. Академика
Лаврентьева, д. 6/1
тел.
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань

ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел.
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург

ул. Профессора
Попова, д. 23
тел.
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-
на-Дону

пер. Семашко, д. 114
тел.
(863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Пермь

Представитель
тел.
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж

Представитель
тел.
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения

Представитель
тел.
(094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

Узбекистан

Представитель
тел.
(90) 354-8569
uz@dia-m.ru