

# Центрифуги 5910R и 5920R с вместимостью до 4 л!

ДИА-М  
современная лаборатория

Широчайший выбор роторов и адаптеров

ependorf



Угловой ротор 6x250 мл, 10 100 об/мин / 15 054 г

Один ротор – много возможностей, пробирки от 5 до 250 мл!


Продолговатые бакеты S-4 увеличили вместимость до 4 л!

S-4 Universal 4500 об/мин / 4347g для 5910R	S-4 Universal-Large 4250 об/мин / 4402g для 5920R	S-4 1000 HC, 3700 об/мин / 3153g для 5920R
		
Макс. вместимость 5/15 мл x 68 50 мл x 36 50 мл с юбкой x 28 250/500/750/1000 мл x 4	Макс. вместимость 5/15 мл x 96 50 мл x 40 50 мл с юбкой x 28 175–225/250 мл x 8 250/500/750 мл x 4	Макс. вместимость 5/15 мл x 108 50 мл x 52 175-225/250 мл x 8 1000 мл x 4

Одна вставка – много функций!

Составные вставки в бакете S-4 Universal для 5910R позволяют одновременно центрифугировать и пробирки различных объемов, и планшеты

1. 5 мл / 15 мл / планшет
2. 50 мл / планшет
3. 50 мл / 250 мл / 175-225 мл / планшет



Бутили для центрифугирования 175–1000 мл

- Corning
- BD
- Nunc
- Nalgene

- TPP
- Beckman
- Eppendorf



# Центрифуги Eppendorf 5420 и 5425 для пробирок типа Eppendorf

ДИАМ

современная лаборатория

eppendorf



## Центрифуга 5420, макс. 21 300g (15 000 об/мин) ..... 2431,= евро

Самая маленькая центрифуга из данной линейки

- три кнопки быстрого вызова часто используемых программ
- кратковременное центрифугирование одним нажатием кнопки
- ускорение

Роторы:

- 24 x 1,5/2 мл
- 32 x 0,2 мл или 4 стрипа x 8 пробирок.



## Центрифуга 5425 макс. 21 300g (15 060 об/мин) ..... 3088,= евро

- Выбор роторов позволяет решить большинство задач в лаборатории
- Три кнопки быстрого вызова часто используемых программ
- Кратковременное центрифугирование одним нажатием кнопки
- Управление ручками или кнопками



Роторы:

- 24 x 1,5/2 мл
- 24 x 1,5/2 мл, корпус ротора покрыт политетрафторэтиленом
- 18 x 1,5/2 мл с открытыми крышками (18 спин-колонок)
- 32 x 0,2 мл или 4 стрипа x 8 пробирок
- 10 x 5 мл
- Бакет-ротор 96 x 0,2 мл или 12 стрипов x 8 пробирок



000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

**Новосибирск**  
пр. Академика  
Лаврентьева, д. 6/1  
тел.  
(383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

**Казань**  
ул. Парижской  
Коммуны, д. 6  
тел.  
(843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

**С.-Петербург**  
ул. Профессора  
Попова, д. 23  
тел.  
(812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

**Ростов-  
на-Дону**  
пер. Семашко, д. 114  
тел.  
(863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

**Пермь**  
Представитель  
тел.  
(342) 202-2239  
perm@dia-m.ru

**Воронеж**  
Представитель  
тел.  
(473) 232-4412  
voronezh@dia-m.ru

**Армения**  
Представитель  
тел.  
(094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

**Узбекистан**  
Представитель  
тел.  
(90) 354-8569  
uz@dia-m.ru