

Термостаты (инкубаторы) нагревающие и охлаждающие

ДИА•М
современная лаборатория

DOMEL

Просто, надежно, недорого, сделано в EU

Термостаты Domel – это настольные инкубаторы небольшого размера - **10, 23 и 56 литров**, которые востребованы в большинстве лабораторий для рутинных работ. Управление цифровое или аналоговое, очень простое и понятное; корпус и дверная рама выполнены из коррозионностойких материалов, что делает удобным уход, снижает риск контаминации и продлевает срок службы термостата; большое акриловое окно в дверце термостата выгодно отличает эти модели от аналогов и позволяет наблюдать за процессом, не открывая двери. В верхней части камеры имеется отверстие для установки датчика температуры. Все модели изготовлены в EU.

Термостаты с нагревом на **23 и 46 литров** поддерживают температуру от **+5 выше комнатной до + 70 °С**. Нагревательные элементы располагаются в дне и боковых стенках камеры, что обеспечивает стабильность и однородность температуры внутри рабочей камеры.

Термостаты с нагревом и охлаждением поддерживают температуру от **-10 до + 65 °С** за счёт встроенного элемента Пельтье. Элемент Пельтье имеет низкое энергопотребление и обеспечивает температурную стабильность и равномерность во всем температурном диапазоне и в полном объеме рабочей камеры.

Аксессуары и опции: дополнительные полки, датчик температуры.



Mini Digital Incubator 10L



Mini Incubator 10L

3482	Термостат 10 л, до +70 °С, цифровой, Mini Digital Incubator 10L, Domel	563,=
3485	Термостат 10 л, до +60 °С, аналоговый, Mini Incubator 10L, Domel	477,=
3483	Термостат 23 л, до +70 °С, цифровой, Mini Digital Incubator 23L, Domel	780,=
3486	Термостат с охлаждением 23 л, от -10 до +65 °С, элементы Пельтье, цифровой, Cool Incubator 23L, Domel	1 126,=
3487	Термостат с охлаждением, 2 x 23 л, от -10°С до +50°С, элементы Пельтье, цифровой, Digital Cooling Tower Incubator 2x23L, Domel	2 210,=
3484	Термостат 56 л, до +70 °С, цифровой, Mini Digital Incubator 56L, Domel	1 191,=

Цены указаны в евро на 01.12.2020

Термостаты нагревающие с аналоговым управлением

Настольный термостат на 10 л с аналоговым управлением и большим смотровым окном в дверце термостата.

- Диапазон температур - от +5 выше комнатной до + 60 °С.
- Точность поддержания температуры - $\pm 0,5$ °С.
- Стабильность поддержания температуры - $\pm 0,6$ °С при 37 °С.

Термостаты нагревающие с цифровым управлением

Настольные термостаты на 10, 23 и 56 л с цифровым управлением и большим смотровым окном в дверце термостата.

- Диапазон температур - от +5 выше комнатной до + 70 °С.
- Точность поддержания температуры - $\pm 0,5$ °С.
- Стабильность поддержания температуры - $\pm 0,5$ °С при 37 °С.

Термостаты нагрев и охлаждение

Настольный инкубатор с охлаждением на 23 л и цифровым управлением.

- Диапазон температур – от -10 до + 65 °С.
- Точность поддержания температуры - $\pm 0,5$ °С.
- Стабильность поддержания температуры - $\pm 0,2$ °С при 37 °С.



Cool Incubator 23L



Digital Cooling Tower Incubator 2x23L

Термостаты нагрев и охлаждение двухкамерные

Настольный инкубатор с охлаждением на 46 л (две камеры по 23 л), цифровое управление, возможность установки разных температур в камерах.

- Диапазон температур – от -10 до + 50 °С.
- Точность поддержания температуры - $\pm 0,5$ °С.
- Стабильность поддержания температуры - $\pm 0,2$ °С при 37 °С.

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

Новосибирск
пр. Академика
Лаврентьева, д. 6/1
тел.
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Профсоюзная,
д. 40-42
тел.
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург
ул. Профессора
Попова, д. 23
тел.
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

**Ростов-
на-Дону**
пер. Семашко, д. 114
тел.
(863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
тел.
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
Представитель
тел.
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения
Представитель
тел.
(094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

Узбекистан
Представитель
тел.
(90) 354-8569
uz@dia-m.ru