

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Дозаторы Thermo Scientific Ленпипет ТЕХНО F1

Супер-

Thermo Scientific™ Ленпипет ТЕХНО F1 создают максимальное удобство для пользователя и снижают напряжение руки во время работы. Дозатор Ленпипет Техно - оптимальная система для применения во всех лабораториях.

ункции супер-выталкивания. И, что особенно важно, обеспечивается надежное фиксирование объема, которое предотвращает случайное изменение объема во время работы.

Легкий вес наряду с небольшим усилием при работе с операционной кнопкой и механизмом для облегчения сброса наконечников способствует снижению риска туннельного синдрома (RSI).

Бесшумная, не требующая усилий регулировка объема

Наслаждайтесь новым бесшумным и упрощенным механизмом регулировки объема, который требует в половину меньше усилий по сравнению с предыдущими моделями. Усовершенствованная кнопка регулировки дает возможность простой и точной установки объема.

Надежная фиксация объема

иксации объема предотвращает нежелательное изменение объема во время работы. Простое поднятие операционной кнопки вверх - для установки объема, и затем вниз - для его фиксации.

Управляемый комфорт

Регулируемый на 120° упор для пальца – обеспечивает удобство работы как для правой, так и для левой – и позволяет расслабить руку во время циклов дозирования.

упер-выталкивания

В наконечнике на 150 % при работе с микрообъемами (50 мкл и менее), обеспечивает высокоточные и воспроизводимые результаты, что крайне важно при работе в лаборатории.



Широкий выбор наконечников

Наконечники Лентип и Finntip разработаны и изготовлены специально для дозаторов Ленпипет и Finnpiquette и обеспечивают оптимальные рабочие характеристики, точность и воспроизводимость.

Finntip

Гарантия сроком 3 года

РУ, поверка государственного образца и сертификат отечественного производителя на все дозаторы Thermo Scientific™ Ленпипет™



Кнопка фиксации объема

Регулируемый упор для пальца (120°)

No	/	аг	бъем (кл)	очность кл	%	оспроизводительность *	cv%	Наконечники	
Одноканальные дозаторы Ленпипет ТЕХНО F1 переменного									
4641010N	●	Ленпипет Техно F1, 0,2-2 икро	кл, 0,002	2	±0.050	±2.50	0.04	2.00	10, Flex 10
				1	±0.040	±4.00	0.035	3.50	
				0.2	±0.024	±12.00	0.02	10.00	
4641020N	●	Ленпипет Техно F1, 0,5-5 икро	кл, 0,01	5	±0.075	±1.50	0.05	1.00	10, Flex 10
				2,5	±0.063	±2.50	0.038	1.50	
				0,5	±0.030	±6.00	0.025	5.00	
4641030N	●	Ленпипет Техно F1, 1-10 икро	кл, 0,02	10	±0.100	±1.00	0.05	0.50	10, Flex 10
				5	±0.025	±1.50	0.04	0.80	
				1	±0.075	±2.50	0.02	2.00	
4641040N	●	Ленпипет Техно F1, 1-10 икро	кл, 0,02	10	±0.100	±1.00	0.08	0.80	250, Flex 200
				5	±0.075	±1.50	0.04	0.80	
				1	±0.035	±3.50	0.03	3.00	
4641050N	●	Ленпипет Техно F1, 2-20 икро	кл, 0,02	20	±0.20	±1.00	0.08	0.40	50
				10	±0.15	±1.50	0.06	0.60	
				2	±0.06	±3.00	0.05	2.50	
4641060N	●	Ленпипет Техно F1, 2-20 икро	кл, 0,02	20	±0.20	±1.00	0.08	0.40	250, Flex 200
				10	±0.15	±1.50	0.06	0.60	
				2	±0.06	±3.00	0.05	2.50	
4641130N	●	Ленпипет Техно F1, 5-50 икро	кл, 0,1	50	±0.30	±0.60	0.15	0.30	50
				25	±0.25	±1.00	0.13	0.50	
				5	±0.15	±3.00	0.125	2.50	
4641140N	●	Ленпипет Техно F1, 5-50 икро	кл, 0,1	50	±0.30	±0.60	0.15	0.30	250, Flex 200
				25	±0.25	±1.00	0.13	0.50	
				5	±0.15	±3.00	0.125	2.50	
4641070N	●	Ленпипет Техно F1, 10-100 икро	кл, 0,2	100	±0.80	±0.80	0.20	0.20	250, Flex 200
				50	±0.60	±1.20	0.20	0.40	
				10	±0.30	±3.00	0.10	1.00	
4641080N	●	Ленпипет Техно F1, 20-200 икро	кл, 0,2	200	±1.2	±0.60	0.40	0.20	250, Flex 200
				100	±1.0	±1.00	0.40	0.40	
				20	±0.36	±1.80	0.14	0.70	
4641090N	●	Ленпипет Техно F1, 30-300 икро	кл, 1	300	±1.8	±0.60	0.60	0.20	300, Flex 300
				150	±1.5	±1.00	0.60	0.40	
				30	±0.45	±1.50	0.18	0.60	
4641100N	●	Ленпипет Техно F1, 100-1000 икро	кл, 1	1000	±6.0	±0.60	2.00	0.20	1000, Flex 1000
				500	±4.0	±0.80	1.50	0.30	
				100	±1.0	±1.00	0.60	0.60	
4641110N	●	Л	F1, 0,5-5 л, 0,01	5000	±25.0	±0.50	10.00	0.20	5
				2500	±17.5	±0.70	7.50	0.30	
				500	±10.0	±2.00	4.00	0.80	
4641120	●	Ленпипет Техно F1, 1-10 икро	л, 0,02	10000	±50.0	±0.50	20.00	0.20	10 , Flex 10
				5000	±40.0	±0.80	15.00	0.30	
				1000	±20.0	±2.00	8.00	0.80	
Многоканальные дозаторы Ленпипет ТЕХНО F1									
4661000N	●	Ленпипет Техно F1, 8 аналов, 1-10 икро	0,02 кл	10	±0.240	±2.40	0.16	1.60	10, Flex 10
				5	±0.200	±4.00	0.15	3.00	
				1	±0.120	±12.00	0.08	8.00	
4661010N	●	Ленпипет Техно F1, 8 аналов, 5-50 икро	0,1 кл	50	±0.75	±1.50	0.35	0.70	250, Flex 200
				25	±0.625	±2.50	0.30	1.20	
				5	±0.25	±5.00	0.10	2.00	
4661020N	●	Л	F1, 0,2 л	100	±1.30	±1.30	0.50	0.50	250, Flex 200
			8 аналов, 10-100 мкл	50	±1.25	±2.50	0.60	1.20	
				10	±0.50	±5.00	0.20	2.00	
4661030N	●	Ленпипет Техно F1, 8 аналов, 30-300 мкл	1 кл	300	±3.0	±1.00	0.90	0.30	300, Flex 300
				150	±2.25	±1.50	0.75	0.50	
				30	±1.5	±5.00	0.60	2.00	
4661040N	●	Ленпипет Техно F1, 12 аналов, 1-10 мкл	0,02 кл	10	±0.240	±2.40	0.16	1.60	10, Flex 10
				5	±0.200	±4.00	0.15	3.00	
				1	±0.120	±12.00	0.08	8.00	
4661050N	●	Ленпипет Техно F1, 12 аналов, 5-50 мкл	0,1 кл	50	±0.75	±1.50	0.35	0.70	250, Flex 200
				25	±0.625	±2.50	0.30	1.20	
				5	±0.25	±5.00	0.10	2.00	
4661060N	●	Ленпипет Техно F1, 12 аналов, 10-100 мкл	0,2	100	±1.30	±1.30	0.50	0.50	250, Flex 200
				50	±1.25	±2.50	0.60	1.20	
				10	±0.50	±5.00	0.20	2.00	
4661070N	●	Ленпипет Техно F1, 12 аналов, 30-300 мкл	1	300	±3.0	±1.00	0.90	0.30	300, Flex 300
				150	±2.25	±1.50	0.75	0.50	
				30	±1.5	±5.00	0.60	2.00	
4661080N	●	Ленпипет Техно F1, 16 аналов, 1-10 мкл	0,02	10	±0.240	±2.40	0.16	1.60	20
				5	±0.200	±4.00	0.15	3.00	
				1	±0.120	±12.00	0.08	8.00	
4661090N	●	Ленпипет Техно F1, 16 аналов, 5-50 мкл	0,1	50	±0.75	±1.50	0.35	0.70	50
				25	±0.625	±2.50	0.30	1.20	
				5	±0.25	±5.00	0.10	2.00	

No.		()	%	*	cv%	
4651020N	F1 10	10	±0.090	±0.90	0.08	0.80 250, Flex 200
4651130N	F1 20	20	±0.14	±0.70	0.10	0.50 250, Flex 200
4651030N	F1 25	25	±0.15	±0.60	0.125	0.50 250, Flex 200
4651040N	F1 50	50	±0.30	±0.60	0.20	0.40 250, Flex 200
4651050N	F1 100	100	±0.40	±0.40	0.30	0.30 250, Flex 200
4651140N	F1 200	200	±0.80	±0.40	0.60	0.30 250, Flex 200
4651060N	F1 250	250	±1.0	±0.40	0.75	0.30 1000, Flex 1000
4651070N	F1 500	500	±1.5	±0.30	1.50	0.30 1000, Flex 1000
4651080N	F1 1000	1000	±3.0	±0.30	3.00	0.30 1000, Flex 1000
4651090N	F1 2000	2000	±6.0	±0.30	4.00	0.20 5
4651100N	F1 3000	3000	±9.0	±0.30	6.00	0.20 5
4651110N	F1 5000	5000	±15.0	±0.30	10.0	0.20 5
4651120N	F1 10000	10000	±30.0	±0.30	20.0	0.20 10 , Flex 10

*



ООО «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7(923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

